



POIDS MAXIMAL

400
LBS

GARANTIE

2
ANS

Leika SERENE

Le Serene est un système utilisé pour le traitement et la prévention des ulcères de pression. Il élimine les causes primaires des ulcères de pression et soulage la douleur chez les patients. Matelas d'alternance de pression, de pulsation et de faible perte d'air à contrôle d'ajustement manuel.

CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES

- 3 modes: Alternance, pulsation et statique
- Perte d'air de 120 litres par minute
- Cellules horizontales et ventilées permettant D'aérer la peau en réduisant la macération
- Ajustement de la pression selon le poids du patient

HOUSSE

- Housse extensible en polyuréthane détachable
- Imperméable aux liquides et perméable à la vapeur d'eau
- Compartiment étanche pour un sous matelas de mousse
- Sans couture apparente, sans latex, produit non-poreux
- Ignifuge, hydrofuge, antistatique,
- Antibactérienne / antimicrobienne
- Fermeture éclair protégée
- Présence de courroies pour fixer la surface au lit

TRANSPORT

Le Serene possède un sous-matelas de mousse permettant de supporter le patient durant un transport

POMPE

- Pictogrammes qui rendent l'usage de la pompe facile
- Alarme visuelle et auditive pour aviser d'une basse pression, et d'une panne électrique
- Dimensions : 12.28''(L) x 10.23''(H) x 6.29'' (P)
- Type de moteur: Turbine
- Poids de la pompe : 11 lbs
- Programmation manuelle de la pompe, ajustement de La pression selon le poids du patient
- Durée du cycle d'alternance : au choix 5, 10, 15 et 20 minutes



INFORMATIONS GÉNÉRALES

- Housse extensible
- Literie standard
- Pompe facile à utiliser
- Approuvé CSA et en porte le sceau
- Approuvé Santé Canada
- Housse détachable, hydrofuge, antimicrobienne antibactérienne
- Housse nettoyable facilement
- Dégonflement d'urgence des cellules en moins de 10 secondes
- Alarme pour la basse pression

DIMENSIONS DU MATELAS

- Dimensions: 35'' x 78'' x 8''